

## 新西兰兔血清说明书

**【货号】** SBJ-SE-NZR002

**【规格】** 100mL/500mL

**【保存】** -20℃，五年。

### **【产品简介】**

新西兰兔血清是通过无菌采集新西兰兔血，凝固离心后获得新西兰兔血清。

### **【使用方法】**

根据具体实验来使用。

### **【注意事项】**

1、注意避免反复冻融。反复冻融可能产生沉淀，可以通过无菌条件下，3500 rpm 离心 10 min 除去沉淀。

2、注意无菌操作。