

## 20%食蟹猴红细胞说明书

**【货号】** SBJ-RBC-CM007

**【规格】** 100mL

**【保存】** 2~8℃,1 个月。

### 【产品简介】

食蟹猴红细胞是通过无菌采集抗凝食蟹猴血，离心后获得红细胞沉淀，经等量 PBS 洗涤 2~3 次至上清透亮，最终用阿氏液配至 20%食蟹猴红细胞。

### 【使用方法】

根据具体实验来使用。

### 【注意事项】

- 1、注意不可冻融，每天需轻轻颠倒，将红细胞轻轻摇起。
- 2、长途运输过程中剧烈震荡可能导致本产品出现溶血现象，可以通过离心后 PBS 洗涤来除去破碎的红细胞。
- 3、注意无菌操作，低温保存，开封后请尽快使用完。
- 4、避免超长时间超远距离运输。