

仅供科研使用

版本号：A 版

黑色素清除液

【货号】 BP-DL571

【规格】 2×100mL

【保存】 10~30°C，避光，12 个月。

【产品组成】

Component	2×100mL	Store at
试剂（A）：黑色素清除液-A 液	100mL	10~30°C，避光
试剂（B）：黑色素清除液-B 液	100mL	10~30°C

【产品简介】

传统的从切片去除黑色素的方法有苦味酸、氢氧化钠、氢氧化钾等方法，但以上方法有可能影响后续染色过程。黑色素清除液相较以上方法对组织的损伤更小，色素沉着也较少。

【使用方法】

- 1、切片常规脱蜡至水。
- 2、入黑色素清除液-A 液处理（见注意事项 1）。
- 3、蒸馏水冲洗干净。
- 4、入黑色素清除液-B 液处理。
- 5、水洗，镜下观察色素是否除去，如未去除干净，重复 2~4 步骤。
- 6、进行下游染色或免疫组化染色。

【注意事项】

- 1、应根据镜下黑色素的量，调整去除时间。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。