



Tween20/TBS溶液 (20×TBST, pH7.4)

【产品组成】

Component	BI-WB027-500ml	Store at
Tween20/TBS 溶液 (20×TBST, pH7.4)	500ml	室温

【保存条件】

室温保存，一年有效。

【产品概述】

Tween20/TBS 溶液属于常规 pH 缓冲液，常用于 Western Blot 中 PVDF、NC 膜的清洗，也可作为封闭液的基础试剂。

【使用方法】

根据具体实验使用，清洗膜时每次 5~10 min，重复 3 次。

【注意事项】

- 1、如果每次使用量较小，可分装使用。
- 2、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。