

乐氏液

【货号】 BL-O80

【规格】 500mL

【保存】 2~8℃，6 个月。

【产品简介】

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致，具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用，可满足体外实验中细胞生存并维持一定代谢的基本需要。

乐氏液也属于平衡盐溶液的一种，主要由氯化钠、磷酸盐、氯化钙、葡萄糖等组成，不含 HEPES。用于哺乳动物离体实验，肌体灌注、清洗组织，并维持离体组织的正常生理功能。

【使用方法】

根据实验具体要求，保存或清洗离体组织。

【注意事项】

1、由于乐氏液含钙离子，容易产生沉淀。如果产生少许沉淀，可以加热溶解或过滤后使用，产生大量沉淀应弃用。

2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。