

SSC 缓冲液(20×,pH7.0)

【货号】 BL-S051

【规格】 100mL / 500mL

【保存】 室温，12 个月。

【产品简介】

SSC 缓冲液主要由氯化钠、柠檬酸钠等组成，主要用于 RNA 杂交(如 Northern 印迹)、DNA 杂交(如 Southern 印迹)等核酸杂交。SSC 缓冲液(20×,pH7.0)，其 pH 值为 7.0，稀释至 1×后使用。

【使用方法】

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、其工作浓度为 1×。

【注意事项】

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。